

# ONE MED

LEGEKONTOR - SÅRPRODUKTER




Vi tilbyr over  
40.000 medisinske  
produkter - fra våre  
egne merkevarer til  
produkter fra ledende  
produsenter.

## Stort utvalg av sårprodukter



Denne brosjyren viser  
et utvalg av produktene  
OneMed kan tilby.  
Produktene finnes i flere  
varianter og størrelser.



- En partner for økt pleiekvalitet

### Fikseringstape NW evercare

Brukes ved fiksering av bandasjer, kompresser, katetre, slanger og kanyler.

Produkt N8574560



### Bandasje post-opr. NW evercare

Selvklebende steril bandasje til behandling av kirurgiske sår og absorpsjon av sårveske.

Produkt N8574610



### Sårfilm Opsite Flexifix

En transparent heftende film på rull. Til fiksering av sårplater, sonder og dren.

Produkt N9336600041



### Sårbehandling pad Debrisoft

Brukes til rengjøring av sårkanter, diabetiske fotsår, venøse bensår og trykksår. Skånsom mot nytt granulæringsvev og epitelceller.

Produkt N72834321



### Secura No-Sting barrierefilm - spray og applikator

SECURA™ No-Sting Barrier Film er et flytende, filmdannende hudbeskyttelsesprodukt som minimerer smerte. Kort tørketid på mindre enn 30 sekunder. Hypoallergenisk og Alkoholfri løsning som reduserer risikoen for svie på sensitiv hud.


Applikator: Produkt N93366800790

Spray: Produkt N93366800710

### Opsite Flexifix Gentle Sårfilm

Passer for pasienter med ømfintlig hud. Formbar og flexibel.

Produkt N93366801197



### Co-Plus® fleksibel selvklebende medium-elastisk bind

Dette produktet er laget av kombinert materiale av nylonfibre og elastisk garn belagt med en latexkomponent for å gi den klebende egenskaper. Co-Plus er allsidig og nyttig når lett støtte eller kompresjon er ønskelig.

Produkt N5117210203



### Iodosorb kompress absorberende antimikrobiell

Iodosorb gir effektiv sårbehandling og brukes ved rengjøring av sår og forbereder for effektiv sårtilheling.

Produkt N93366001292



### Acticoat Flex 3 dagers bandasje

En effektiv antimikrobiell sølvbandasje. Nanokrystallisk sølv dreper hurtig et stort spekter av bakterier på bare 30 minutter.

Produkt N93366800398



### Bandasje skum Allewyn Gentle Border

En skumbandasje med sølv som former seg etter kroppens konturer, samtidig som den gir et optimalt fuktig sårtilheling som fremmer sårtilhelingen.

Produkt N93366800438





## Durafiber tamponade bandasje

Sterk geldannende cellulose-fiberbandasje med svært god absorpsjonsevne. Durafiber har en høy væskestyrke og er dermed lett å fjerne i et stykke.

Produkt N93366800563



## Durafiber Ag bandasje

En absorberende, non-woven, antimikrobiell sølvbandasje. Det ioniske sølvet i bandasjen gir antimikrobiell aktivitet mot et bredt spekter av kjente sårpatogener, og kan hjelpe til å redusere bakteriell belastning og risiko for infeksjon.

Produkt N93366800579



## Sårgel Intrasite Gel

Gjenfukter nekrotisk vev og sparsomt væskende sår. Brukes ved behandling av sår med fuktig gul eller sort nekrose f eks trykksår, leggsår, kirurgiske sår, maligne sår.

Produkt N9337308



## Bandasje skum Allevyn Gentle Border Lite

Vår mest fleksible bandasje. Det er et bredt utvalg av allsidige skumbandager som passer til forskjellige typer sår og som gir et optimalt fuktig sårmiljø som fremmer sårtilhelingen.

Produkt N93366800833



## Bandasje negativt trykk Pico 7

PICO sårbehandlingssystem med negativt trykk for engangsbruk (NPWT), er bærbar og tilbyr klinisk effektiv behandling av kirurgiske, kroniske og akutte sår. PICO-bandasjens «AIRLOCK Technology» distribuerer et jevnt og konsistent trykk i opptil syv dager, med optimal væskehåndtering. Finnes i flere størrelser.

Produkt N93366802006



## Bandasje skum Allevyn Gentle II

Gir en effektiv væskehåndtering takket være den unike trippelvirkende teknologien som absorberer, beholder og slipper igjennom sårveske for å optimere sårtilhelingen. Finnes i flere størrelser.

Produkt N93366802129



## Bandasje skum Allevyn Gentle Border

Vår mest fleksible bandasje. Det er et bredt utvalg av allsidige skumbandager som passer til forskjellige typer sår og som gir et optimalt fuktig sårmiljø som fremmer sårtilhelingen. Den er designet for mennesker med særlig sensitiv og ømfintlig hud.

Produkt N93366800269



## Hudkyrett Kai

Sårskrape for hud.

Produkt N78850103

## Hudkyrette InstaQrett m skrape

Sterilt engangsinstrument for mekanisk debridering.

Produkt N089769074001-01



# ONEMED

OneMed er Europas ledende partner for helse- og pleieytende enheter, med et tilbud av tjenester, systemer og et stort utvalg av medisinske forbruksvarer.

Med oss som partner kan helsetjenestene forbedre pleiekvaliteten, redusere totalkostnadene og forbedre sine prestasjoner i miljø- og samfunnsansvar.

## Leverandører:

Vi samarbeider med de beste og mest innovative leverandørene:

- Abbott
- Aidian
- Triolab (Hemocue)
- Siemens
- Riester
- Heine
- Mølntycke
- Kiilto (Antibac)
- Riester
- ... og mange flere

## Priser

Finner du ikke produkt i din bestillingsløsning, ta kontakt med oss: [bestilling.no@onemed.com](mailto:bestilling.no@onemed.com)

## Nettbutikk

OneMed har en intuitiv og enkel nettbutikk som kan benyttes ved bestilling av varer. I nettbutikken kan du lage din egen handleliste, se lagerstatus på produkter, se dine spesialpriser og du ser bilder og beskrivelse av produktene.

Ta kontakt med vårt kundesenter som hjelper deg med tilgang til vår nettbutikk: [bestilling.no@onemed.com](mailto:bestilling.no@onemed.com)

## Kundeservice:

[bestilling.no@onemed.com](mailto:bestilling.no@onemed.com)

Tlf: 63 84 22 00



**Jannicke Hitland**

KAM, produktspesialist

Tlf. 476 01 907

[Jannicke.hitland@onemed.com](mailto:Jannicke.hitland@onemed.com)



**Cecilie Andreassen**

KAM, produktspesialist

Tlf. 918 88 502

[Cecilie.andreassen@onemed.com](mailto:Cecilie.andreassen@onemed.com)

## Se vårt sortiment:

[www.onemed.no](http://www.onemed.no)

OneMed AS

Bølerveien 63, 2020 Skedsmokorset

Telefon kundeservice: 63 84 22 00

ONEMED + GYMO

= Gymo en del av OneMed

